



Update MetaTalkDE 3.0

BITTE BEACHTEN: Vokabulare und Seiten aus der alten Version bleiben erhalten und können weiterhin in die neue Version importiert werden. Vokabulare und Seiten aus der neuen Version können jedoch nicht mehr in die alte Version importiert werden.

Welche Neuerungen bringt das Update?

Es gibt ein **neues Vokabular MetaTalkDE 6x11**:

- mit ca. 5000 Worten/Aussagen und dem besonderen Fokus auf eine Nutzung über die gesamte Lebensspanne hinweg
 - leicht erweiterbare Reiter-Struktur
 - gegenüber 5x9 mehr Themen (z. B. Politik, Biografie, Internet, Werkstatt usw.)
 - beliebte Seiten aus dem Downloadbereich integriert, z. B.: Geschichten erzählen (unter Buch), neue Mitteilungen-Seite, Mach mal! (Seite unter Spielen)
 - Wetterseiten jetzt mit Wetter-Nomen (grau hinterlegt, passend zur Nomen-Wortartfarbe Schwarz), Wetter-Eigenschaften (hellblau hinterlegt, passend zur Eigenschaften-Wortartfarbe Blau), und Wetter-Verben (rosa hinterlegt, passend zur Verben-Wortartfarbe Rot)
 - alle Artikelformen über die „der ... ein“ Taste in der linken festen Leiste jederzeit ohne Seitenwechsel erreichbar
 - über die 6 grünen Tasten rechts auf der Homeseite Schnellzugang zu Seiten mit Schnellen Sätzen/Kommentaren/Floskeln
 - auf den Seiten Spiel (unter Spielen) und Fußball gucken (unter Sport) rechts 6 grüne Tasten mit Kommentaren
 - neben der Zusammenstellung der ca. 100 gebräuchlichsten Verben und Eigenschaften auf den Verben- und Eigenschaften Seiten gibt es weit mehr Verben (725) und Eigenschaften (341) auf alphabetisch sortierten Seiten
 - die 100 gebräuchlichsten Verben lassen sich in der Grund- und ge-Form adjektivieren (tragen, tragende/tragender/tragendes/tragendem..., getragene/getragener/getragenes...)
 - besonderer Aufbau der Zahlen- und Uhrzeitenseiten ermöglicht sofortiges korrektes Sprechen von großen Zahlen (siehe Handbuch Seite 13)
 - Buchstabenseiten in QWERTZ und ABC Sortierung (umschaltbar)
 - Buchstabenseiten mit Lautfeedback im Downloadbereich https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_metatalkde.html
- HINWEIS: Wer neu mit 6x11 startet, lädt am besten das komplette Vokabular „MetaTalkDE 6x11Laute“. Zum nachträglichen Ergänzen eines bereits individualisierten Vokabulars eignen sich die separaten Buchstabenseiten. – Vorteilhaft wäre, wenn das Vokabular „MetaTalkDE 6x11Laute“ beim Ausliefern eines Gerätes mit MetaTalkDE bereits integriert wäre oder vor Ort gezeigt wird, wie man die Seiten oder das Vokabular herunterlädt. Zumindest aber sollte auf die Existenz der Seiten/des Vokabulars hingewiesen werden, eine Anleitung zum Einbau befindet sich im Handbuch und für die Seiten auch auf der Downloadseite.

Nicht nur für das Vokabular **6x11** sondern auch für die bisherigen Vokabulare **5x9** und **4x7** wurden die **Grammatikfunktionen erweitert**:

- Popups für Artikelverschmelzungen (an/ans/am...)
- Eigenschaften-Popups jetzt auch mit gebeugten Adjektivsteigerungen (schneller/schnellere... schnellster/schnellste...)
- Popups für kleine Worte mit sinnvollen Wortkombinationen in einem Popup trotz unterschiedlicher Wortarten (nicht/nichts...)
- Popups für Zahlworte (fünfte, fünfter...)
- Popups für Artikel (der/dem/den...)
- Popups für ansprechende Phrasen: von der du-Form in die ihr- und sie/Sie-Form wandelbare Phrasen, um auch Gruppen und Erwachsene ansprechen zu können (du spinnst, ihr spinnst, sie spinnen...)

Ganz neu unten links in der schwarzen Menüzeile untergebracht ist die **MemoBox**, in der man Sammelleisten-Inhalte speichern kann, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder abzurufen. Die Inhalte lassen sich umsordieren und löschen (Bearbeitungsfunktion in Einstellungen aktivierbar).

Sammelleisten-Inhalte können außerdem als Bild oder Text kopiert oder gespeichert werden, um sie z. B. in Mails, Chats, eBook Projekten usw. einzusetzen.

Die **Suchfunktion** wurde verbessert: Die Suchergebnisse können jetzt als fertig zugeschnittene Symbolpfade kopiert (Zwischenablage) oder im Fotoalbum gespeichert werden, was das Erstellen von Begleitmaterialien erleichtert. Außerdem werden jetzt bei der Suche evtl. Satzzeichen am Ende der Aussage ignoriert.

Der **hellere App-Hintergrund** beruhigt die Oberfläche und rückt zugleich die Symbole stärker in den Vordergrund, die alte dunkle Farbe lässt sich aber bei Bedarf in den Einstellungen wieder herstellen.

Die **Bibliothek**, erreichbar über den Seiten-Editor, enthält jetzt alle **METACOM 8** Symbole (und ein paar zusätzliche, für 6x11 entstandene) – wie bisher in Form fertiger Tasten mit allen Wortformen, Wortartzuweisung und Wortartfarbcode (Wortartfarben aktivierbar in den Einstellungen).

Das **Handbuch** <http://www.metakidz.com/MetaTalkDE/de/MetaTalkDE.3.0.Handbuch.pdf> wurde aktualisiert, aber auch um ein einige „Tipps & Tricks“ in Form von Schritt-für-Schritt-Bildanleitungen erweitert: Wörter im Vokabular ergänzen, Seiten importieren und verlinken...).